

FICHA DE PROCEDIMIENTO

TEST CASERO DE COVID-19 Ag

COMPRUEBE SU KIT DE ANÁLISIS

ELEMENTOS DEL KIT

1

Dispositivo de prueba (en una funda de aluminio con desecante individual)

Hisopo Estéril

Tubos de extracción

Tubo de reactivos de extracción de muestras

Instrucciones de uso

REACCIÓN CON CASETE DE PRUEBA

11 **12** **13** **14** **15**

Sostenga el tubo de reactivo de extracción de muestras en un ángulo de 45 grados. Gire el hisopo más de cinco veces (aproximadamente 10 segundos), y presione la punta del hisopo contra la pared del tubo para desprender el antígeno. Apriete el hisopo sobre el cabezal para retirarlo y así extraer la mayor cantidad de líquido posible.

Ponga el extremo del tubo de reactivo de extracción en la parte superior del tubo de ensayo y luego rompa la punta de la tapa del tubo de reactivo de extracción.

Ponga dos gotas en el pozo de la muestra y ponga el temporizador.

Coloque el dispositivo de prueba en una superficie plana. Dosifique la muestra en un ángulo de 90 grados para que las gotas caigan libremente y evitar así las burbujas.

No lea el resultado antes de 20 minutos. Los resultados que se formen después de 30 minutos serán considerados inválidos.

PREPARACIÓN

2 Es muy importante que lea las instrucciones y siga los pasos en el orden correcto.

ESCANÉAME

Aprenda a realizar la prueba viendo un video online. Para ver el video, escanee el código QR que aparece a continuación.

3

Suéñese la nariz con cuidado en un pañuelo de papel y tire el pañuelo en una papelera cubierta. Si está haciendo la prueba a un niño, ayúdele a sonarse la nariz. Así, se elimina el exceso de mucosidad.

4

Antes de empezar la prueba, lávese las manos o utilice un desinfectante de manos. Asegúrese de que sus manos están secas antes de empezar.

Se recomienda utilizar también guantes (no incluidos) durante las pruebas.

5 Abra la bolsa y saque el casete de prueba.

Compruebe la fecha de caducidad en la parte posterior del envase. No lo utilice si está caducado.

6

Abra la tapa del tubo de reactivo de extracción.

TOMA DE MUESTRAS NASALES

7 Saque el hisopo de bolsita.

Evite tocar el extremo del hisopo.

8

Incline la cabeza hacia atrás 70° para la recogida de la muestra.

9 **10**

Introduzca con cuidado el hisopo en una fosa nasal hasta que sienta una ligera oposición (a unos 2,5 cm). Tome una muestra consistente de la pared nasal girando el hisopo en forma circular contra la pared nasal. Retire lentamente el hisopo de la fosa nasal (este paso debe durar aproximadamente 10 segundos, asegurándose de obtener mucosa y células).

Repita el proceso de muestreo anterior en la otra fosa nasal con el mismo hisopo.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

16

Línea de Control (C) -- Línea de Prueba (T)

Línea Firme Línea Tenue

NEGATIVO: Solo es visible una línea de color en la zona "C".

En caso de que el resultado de la prueba sea negativo:

- Un resultado negativo significa que el virus de COVID-19 no se encontró en su muestra.
- Por favor, siga cumpliendo con todas las normas vigentes sobre el contacto con otras personas y las medidas de protección.
- También es posible que haya una infección si la prueba es negativa.
- Póngase en contacto con un profesional de salud para comentar sus resultados.
- Informe a su profesional sanitario si tiene síntomas o no. Puede que le pidan que se haga más pruebas médicas para llegar a un diagnóstico.
- En caso de sospecha, repita la prueba al cabo de 1 o 2 días, ya que el coronavirus no puede detectarse con precisión en todas las fases de una infección.

NO VÁLIDO: No se ve ninguna línea de color o solo se ve una línea de color en la zona "T"; la prueba debe repetirse con un nuevo dispositivo de prueba.

En caso de que el resultado de la prueba no sea válido:

- Es importante que cumpla las instrucciones de la prueba. Debe volver a realizar la prueba con una nueva muestra de forma correcta para obtener resultados precisos.
- Si no aparece la línea C ¡la prueba es siempre inválida! Utilice otro casete y repita la prueba de nuevo.
- Si el resultado de la prueba sigue siendo inválido, póngase en contacto con un médico o un centro de pruebas.

POSITIVO: Una línea de color debe estar en la zona "C" y otra en la zona "T".

En caso de que el resultado de la prueba sea positivo:

- Existe la sospecha de una infección por SARS-CoV-2.
- Ante todo, mantenga la calma.
- Debe autoaislarse en casa y llevar una mascarilla.
- Póngase en contacto con su médico. Llame primero para evitar el contagio del virus a otras personas y comunique el resultado de la prueba serológica.
- Su médico le facilitará más información y, si es necesario, se pondrá en contacto con las autoridades responsables y notificará a sus contactos cercanos.
- Siga las pautas locales de autoaislamiento.

17

Una vez finalizada la prueba, ponga todo el contenido del kit de prueba usado en una bolsa de plástico para residuos. Depositelo en la basura doméstica.

18

Después de completar todos los pasos, lávese las manos o utilice un desinfectante para manos.